

LS-Thermostate 130°C

Typ	Bestell-Nr.	Preis €
LS-1V-130	V.649.061.820	875,00
LS-2V-130	V. 659.062.820	995,00

Heizblock	LS 1V-130	LS-2V-130
HB-LS1H V.800.xxx.	2	4
HB-LS1 V.802.xxx.	1	2
HB-LS2 V.801.xxx.	0	1



Heizblöcke für Eppendorfgefäße

B. ml	Bohr.	Bestell-Nr.	€
0,2	48	V.800.560.000	170,00
0,2	40	V.800.060.000	170,00
0,5	40	V.800.570.000	170,00
1,5	24	V.800.580.000	170,00
2,0	24	V.800.590.000	170,00

B ml	Bohr.	Bestell-Nr.	€
0,2	96	V.802.560.000	275,00
0,2	80	V.802.060.000	275,00
0,5	80	V.802.570.000	275,00
1,5	48	V.802.580.000	275,00
2,0	48	V.802.590.000	275,00

EP ml	Bohr.	Bestell-Nr.	€
1,5	96	V.801.580.000	480,00
2,0	96	V.801.590.000	480,00

Für Falcon-Röhrchen 15 und 50 ml

Bohr ml	Bohr.	Bestell-Nr.	€
15 ml	12	V.800.470.000	185,00
50 ml	4	V.800.480.000	185,00

Bohr ml	Bohr.	Bestell-Nr.	€
15 ml	24	V.802.470.000	310,00
50 ml	10	V.802.480.000	310,00

Für Mikrotiter- und PCR Platten

Wells	Bohr.	Bestell-Nr.	€
rund	96	V.802.020.000	260,00
flach	96	V.802.030.000	260,00
spitz	96	V.802.040.000	260,00
spitz	96	V.802.050.000	260,00

LS-Heizblöcke passen auch in EC-Thermostate!

Heizblöcke für Reagenzgläser

Bohr Ø	Bohr.	Bestell-Nr.	€
10,2	24	V.800.660.000	170,00
12,2	24	V.800.680.000	170,00
16,2	12	V.800.220.000	170,00

Bohr Ø	Bohr.	Bestell-Nr.	€
10,2	48	V.802.660.000	275,00
12,2	48	V.802.680.000	275,00
16,2	24	V.802.220.000	260,00

Heizblöcke für Chromatographie Vials

Bohr Ø	Bohr.	Bestell-Nr.	€
11,8	24	V.800.270.000	185,00
15,2	12	V.800.740.000	185,00
23,2	5	V.800.220.000	185,00

Bohr Ø	Bohr.	Bestell-Nr.	€
11,8	24	V.802.270.000	240,00
11,8	48	V.802.700.000	275,00
15,2	24	V.802.740.000	275,00
23,2	12	V.802.770.000	275,00

Heizblöcke HB-LS2 für Eppendorfgefäße

Bohr Ø	Bohr.	Bestell-Nr.	€
11,8	48	V.801.270.000	425,00
11,8	96	V.801.700.000	485,00
15,2	48	V.801.740.000	485,00
23,2	24	V.801.770.000	485,00

Zur Nutzung der LS-Thermostate als Inkubatoren und zur Vermeidung von Kondensation unter den Deckeln von Eppendorfgefäßen stehen Abdeckplatten aus Polycarbonat zur Verfügung:

Bestell-Nr.	Typ	€
V.822.200.100	Abdeckplatte aus Polycarbonat quergeteilt für Heizwanne LS1/EC1 2(78x115) mm	25,00
V. 822.200.000	Abdeckplatte aus Polycarbonat ungeteilt, für Heizwanne LS1/EC1 115x156 mm	21,00
V.822.100.200	Abdeckplatte aus Polycarbonat längsgeteilt für Heizwanne LS2/EC2 2(78x222) mm	28,00
V.822.100.000	Abdeckplatte aus Polycarbonat ungeteilt für Heizwanne LS2/EC2 156x222 mm	23,00